

**Bone China / Tampondruck
mittels Klischee und Siebdruck, Platinpräparate**

| Farbe | Produkt | Edelmetall- gehalt | ASTM-beständig | mikrowellenbeständig | Sanitärkeramik | Bemerkungen* |
|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| platin (hell) | GPP 4312/TT | 13% | | | | Glanzplatinpaste |
| weiß | PPP Nr. 363/TT | 37% | | | | Polierplatinpaste * |
| weiß | MPP 4314/TT | 12% | | | | Mattplatinpaste * |

* Matt- und Polieredelmetallpasten müssen vor Gebrauch aufgerührt werden